



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

BKSS 003: SUPORTE DE SORO 04 GANCHOS BASE TUBULAR SEM RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

REGISTRO ANVISA: 80825620010



- 1** Haste com 04 ganchos em cruz, com ajuste de altura até 2,15 m;
- 2** Sistema eficaz para fixação da altura da haste, que evita que a mesma seja danificada pelo pressionamento;
- 3** Estrutura tubular é totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 4** Base tubular com 04 apoios dotados de ponteiros plásticos;
- 5** Peça também este modelo na versão para Ressonância Magnética, pelo código: BKSS 003-R.



www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

BKSS 004: SUPORTE DE SORO 04 GANCHOS BASE TUBULAR COM RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

REGISTRO ANVISA: 80825620010



- 1** Haste com 04 ganchos em cruz, com ajuste de altura até 2,15 m;
- 2** Sistema eficaz para fixação da altura da haste, que evita que a mesma seja danificada pelo pressionamento;
- 3** Estrutura tubular é totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 4** Base tubular com 04 rodízios diâmetro 02" banda de rodagem dupla, emborrachados;
- 5** Peça também este modelo na versão para Ressonância Magnética, pelo código: BKSS 004-R.



www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

BKSS 014: SUPORTE DE SORO 04 GANCHOS BASE INJETADA COM RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

REGISTRO ANVISA: 80825620010



- 1** Haste com 04 ganchos em cruz, com ajuste de altura até 2,15 m;
- 2** Sistema eficaz para fixação da altura da haste, que evita que a mesma seja danificada pelo pressionamento;
- 3** Estrutura tubular é totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 4** Base injetada com 05 rodízios diâmetro 02" banda de rodagem dupla;
- 5** Peça também este modelo na versão para Ressonância Magnética, pelo código: BKSS 014-R.



www.bkhospitalar.com.br




bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072

BKSS 016: SUPORTE DE SORO 04 GANCHOS BASE INJETADA COM RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

 REGISTRO ANVISA: 80825620010



- 1** Haste com 04 ganchos em cruz afastados da haste, com ajuste de altura até 2,15 m;
- 2** Sistema eficaz para fixação da altura da haste, que evita que a mesma seja danificada pelo pressionamento;
- 3** Estrutura tubular é totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 4** Base injetada com 05 rodízios diâmetro 02" banda de rodagem dupla;
- 5** Peça também este modelo na versão para Ressonância Magnética, pelo código: BKSS 016-R.





A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

BKSS 015: SUPORTE DE SORO PARA ARTROSCOPIA 04 GANCHOS ALTURA REGULÁVEL 3,40 M

REGISTRO ANVISA: 80825620010



- 1** Haste com 04 ganchos em cruz afastados da haste, com ajuste de altura até 3,40 m;
- 2** Sistema eficaz para fixação da altura da haste, que evita que a mesma seja danificada pelo pressionamento;
- 3** Estrutura tubular é totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 4** Base fundida em alumínio, acabamento polido, com ponteiros plásticos;



www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072