



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

BKMR 009: CARRO MACA HIDRÁULICO - DORSO / PERNAS / ELEVÇÃO

REGISTRO ANVISA: 80825620002



- 1** Leito com 03 segmentos (dorsal, lombar e pernas), confeccionado em PEAD leitoso;
- 2** Par de grades laterais sistema sanfonado, confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 3** Cabeceira e peseira (removíveis) confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 4** Movimentos do leito proporcionados por acumuladores de força (a gás): trendelemburg, reverso, dorsal, pernas e vascular;
- 5** Movimentos de elevar e baixar do leito proporcionados por sistema hidráulico a pedal;
- 6** Estrutura reforçada em aço, (30x50 mm x 1,5 mm espessura de parede) para pacientes até 180 Kg;
- 7** Proteção antiimpactos laterais e frontais confeccionados em PVC;
- 8** Rodízios 05" banda de rodagem dupla com rolamentos, excelente mobilidade, dotada de freios diagonais;
- 9** Acessórios fornecidos: suporte de soro em aço inoxidável AISI 304 e colchonete espessura 80 mm, revestimento em courvim.



www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072