

**BKME 008: MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS / ULTRASSOM - ARMÁRIO E GAVETEIRO MDF**

 REGISTRO ANVISA: 80825620004



- 1** Leito 03 segmentos, apoio dorsal e pernas ajustáveis, estofado em espuma, revestimento em courvim;
- 2** Par de porta coxas, com suportes estofados revestimento em courvim antimofo, hastes em aço inoxidável AISI 304;
- 3** Versões com altura do piso ao leito: 85 cm (BKME 007) e 65 cm (BKME 007-065), especial para ultrassom;
- 4** Dispositivo (recipiente) para coleta de secreções, confeccionado em fibra de vidro;
- 5** Estrutura reforçada em aço (30x30 mm x 1,5 mm espessura de parede), para pacientes até 180 kg;
- 6** Confeção da estrutura: aço com acabamento jateado, pintura eletrostática e secagem em estufa;
- 7** Base tubular com terminais de plástico;
- 8** Opcional: suporte para lençol;
- 9** Fornecido com gaveteiro 03 gavetas, confeccionado em MDF, revestimento interno / externo em laminado melamínico;
- 10** Fornecido com armário 01 porta, confeccionado em MDF, revestimento interno / externo em laminado melamínico;
- 11** Disponemos de versões com estrutura em aço inoxidável AISI 304, consulte-nos.

