

## BKPR 008: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL A GÁS

 REGISTRO ANVISA: 80825620011



- 1** Sistema reclinável por acumulador de força (a gás), com acionamento por meio de manivela lateral;
- 2** Assento e encosto com percintas elásticas, revestidas em espuma D-33, acabamento em courvim;
- 3** Braços articuláveis estofados, com revestimento em courvim;
- 4** Apoios de pernas com movimentos independentes ou simultâneos ao movimento do encosto (a optar);
- 5** O apoio de pernas é estofado revestido em espuma, D-33, acabamento em courvim;
- 6** Base tubular com terminais de plástico reguláveis;
- 7** Sua estrutura é confeccionada em aço tubular 1020 com acabamento jateado, pintura eletrostática e secagem em estufa;
- 8** Opcionais: suporte de soro e rodízios com sistema de freios;
- 9** Dispomos de versões com estrutura em aço inoxidável AISI 304, consulte-nos.

