



BANHEIRA PARA RECÉM NATO CUBA: C: 680 X L: 400 X A: 240 MM



Totalmente confeccionada em fiberglass acabamento em gel coat isoftálico, de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel coat, lisa interna e externamente. Possui dreno para escoamento de líquidos.

Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. E ainda, devido a sua matéria-prima e processo de fabricação, sua coloração não descasca e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores sem incorrer a inconvenientes como manchas e ressecamentos.

Capacidade: 65 litros.

Dimensões Internas: C: 680 x L: 400 x A: 240 mm. / **Dimensões Totais:** C: 755 x L: 470 x A: 240 mm.

MODELO: MBKRN 001
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO