



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

BERÇO PARA BERÇÁRIO SOFT BABY CESTO EM FIBERGLASS



CONFECÇÃO: estrutura tubular confeccionada em aço 1020, com acabamento em pintura eletrostática a pó.

LEITO: confeccionado em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico, com posicionamentos: horizontal, aclone e proclive.

PRATELEIRA PARA UTENSÍLIOS: dotado de prateleira para utensílios, como roupas, fraldas e mamadeiras, confeccionada em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico.

RODÍZIOS: sistema duplo rodado, com freios em diagonal, diâmetro 03".

ACESSÓRIO FORNECIDO: colchonete em espuma poliuretano, com revestimento em material anti-alérgico.

MODELO: BKBB 005
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620009