



**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br) *A solução certa para cada caso!!!* [bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

## BERÇO PARA BERÇÁRIO SOFT BABY CESTO EM FIBERGLASS



**CONFECÇÃO:** estrutura tubular confeccionada em aço 1020, com acabamento em pintura eletrostática a pó.

**LEITO:** confeccionado em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico, com posicionamentos: horizontal, aclone e proclive.

**PRATELEIRA PARA UTENSÍLIOS:** dotado de prateleira para utensílios, como roupas, fraldas e mamadeiras, confeccionada em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico.

**RODÍZIOS:** sistema duplo rodado, com freios em diagonal, diâmetro 03".

**ACESSÓRIO FORNECIDO:** colchonete em espuma poliuretano, com revestimento em material anti-alérgico.

**MODELO: BKBB 005**  
**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
**REGISTRO ANVISA: 80825620009**