



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

BRAÇADEIRA PARA COLETA APOIO ESTOFADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL



CONFECÇÃO: modelo confeccionado totalmente em aço inoxidável AISI 304, com acabamento polido;

APOIO DE BRAÇO: também é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, em formato côncavo, e recebe acabamento estofado com revestimento em couro de alta qualidade;

REGULÁVEL EM ALTURA: possibilita regulagem de altura através de sistema eficiente que não danifica a haste;

BASE: Base confeccionada em alumínio polido, com design arredondado e apoio triplo.

MODELO: BKBR 002
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620008