



**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br) *A solução certa para cada caso!!!* [bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

## CARRO MACA HIDRÁULICO - ELEVAÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL LEITO ESTOFADO



**ESTRUTURA:** tubular retangular de aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm com acabamento em pintura eletrostática a pó;

**LEITO:** estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede; cabeceira regulável por sistema de cremalheiras;

**MOVIMENTOS DO LEITO:** elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal;

**PROTEÇÃO ANTICHOQUE:** apresenta proteção antichoque nas extremidades em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço inoxidável AISI 304 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;

**RODÍZIOS:** giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal;

**ACABAMENTO:** as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido.

**FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:**

**01 par de grades laterais:** sistema basculante em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede;

**01 suporte de soro:** em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; **as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido;**

**ACESSÓRIO OPCIONAL:** suporte para cilindro de oxigênio;

**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 180 kg.

**DIMENSÕES TOTAIS:** Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm x Altura: 900 mm

**ALTURA MÍNIMA:** 580 mm

**MODELO: BKMR 006-001**  
**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
**REGISTRO ANVISA: 8082560002**