



## ESCADA 02 DEGRAUS TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL



Confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável, com tubos redondos de 1" com parede de 1,5 mm. A estrutura em aço recebe acabamento polido. Degraus com revestimento em lixas anti-derrapantes. Base dotada de ponteiros de plástico.

**DIMENSÕES: Degraus:** 200mm x 400 mm

**Altura do piso ao primeiro degrau:** 195 mm

**Altura do piso ao segundo degrau:** 350 mm

**MODELO: MBKES 004**  
**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
**REGISTRO ANVISA: ISENTO**