



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL A GÁS



As **POLTRONAS HOSPITALARES BKPR 004** são desenvolvidas para o ambiente hospitalar. Possuem estrutura de alto reforço, com tubos cujas paredes possuem espessuras adequadas, ideais para unidades com alto fluxo de utilização. O assento e o encosto são constituídos de percintas elásticas, as quais proporcionam conforto ao paciente e/ou acompanhante. Além disso, possibilitam os mais diversos posicionamentos por meio de sistema pneumático a gás, do sentado ao trandeleburg (em casos de eventuais emergências), o que garante segurança e precisão em seu manuseio.

CONFECÇÃO: estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio para pés/pernas estofados com revestimento em courvim. Braços articuláveis, confeccionados em estrutura tubular retangular, com revestimento estofado e acabamento em courvim.

ACIONAMENTO: modelo reclinável através de acumulador de força (a gás), possibilitando diversos posicionamentos, com movimentação suave e precisa, proporcionando conforto e segurança ao paciente. Permite fácil assepsia.

NOTA: o tipo de acionamento do apoio de pernas é de escolha do Cliente, podendo ser:

- Individual, através de cremalheiras.
- Simultâneo ao acionamento do encosto.

Dimensões: Largura útil: 60 cm x Largura total: 82 cm x Comprimento (deitada): 166 cm.

MODELO: BKPR 004
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620011