



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

**SUPORTE DE SORO 04 GANCHOS ALTURA REGULÁVEL
BASE INJETADA 05 RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL**



O **Suporte de Soro BKSS 014** é totalmente confeccionado em aço inoxidável AISI 304. Composto de haste 04 ganchos, protetor da haste e base tubular confeccionados totalmente em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido.

Haste 04 ganchos: confeccionada em tubo aço inoxidável AISI 304 com diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido; Haste de soro confeccionada em cruz, que permite sua utilização para bolsas e frascos de soro. Além disso, permite que sejam fixadas na haste as bombas de infusão, ou mesmo, penduradas nos ganchos.

Protetor da haste e base: confeccionados em tubos aço inoxidável AISI 304 com diâmetro 1" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido. Base dotada com 04 rodízios giratórios de 02".

Sistema de regulagem / fixação da haste: Dispositivo de fixação de altura da haste que elimina o risco de que a mesma seja danificada por pressionamento de parafuso contra sua superfície. Proporciona ótima fixação, com excelente capacidade de peso para bolsas, frascos de soro e bombas de infusão.

Base: totalmente injetada e estruturada sem partes ferrosas, composta de 05 rodízios de 02" giratórios. Além disso, devido a essas características elimina-se também o risco de tombamento.

MODELO: BKSS 014
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620010