



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

CARRO MACA HIDRÁULICO - DORSO / PERNAS / ELEVAÇÃO



ESTRUTURA tubular de aço 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm, sobreposta por carenagem em fiberglass acabamento em gel coat (alta resistência e durabilidade), possibilita fácil higienização do conjunto;

LEITO confeccionado em PEAD 12 mm;

MOVIMENTOS DO LEITO: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; dorsal e pernas, trendelemburg e reverso por sistema pneumático com gatilhos manuais em aço inoxidável AISI 304;



RODÍZIOS: 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, com rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador, freios diagonais.



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:

01 PAR DE GRADES LATERAIS em aço inoxidável AISI 304, sistema sanfonado (empilhável): em tubos oblongos aço inoxidável AISI 304, 16 mm x 30 mm x 1,2 mm de parede; e tubos redondos aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 mm de parede, sistema de travamento automático ao final de curso e desarme por puxador;

01 SUPORTE DE SORO em aço inoxidável AISI 304, 02 ganchos 5/8" x 1,2 de parede, com altura de 1,30 m;

01 COLCHONETE espuma densidade 33, espessura 80 mm revestimento em courvim antimfofo;

OPCIONAIS: suporte para cilindro de oxigênio; e sistema de rodízios de 6" com travamento total pelo pressionamento de 01 unico pedal e também com sistema direcional de movimentos.

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 810 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm x Altura: 900 mm

ALTURA MÍNIMA: 580 mm

MODELO: BKMR 009

MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA

REGISTRO ANVISA: 80825620002

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

**BKAO SS-004 – SUPORTE DE SORO COM HASTE
PARA BOMBAS DE INFUSÃO**



**BKAO MR-013 – PRATELEIRA PARA MONITOR
EM AÇO INOXIDÁVEL**



**BKAO MR-014 – SUPORTE PARA CILINDRO PARA
MACAS HIDRÁULICAS**



**BKAO MR-015 – CILINDRO DE OXIGÊNIO 03
LITROS**

