



SOFÁ CAMA 04 LUGARES - COMPRIMENTO 1,90 M



CONFECÇÃO: Estrutura em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento e encosto em espuma com revestimento em courvin.

FUNCIONALIDADE: Apresenta como um sofá de 04 lugares, e quando necessário o seu assento pode ser utilizado como leito, otimizando espaços sendo versátil.

MODELO: MBKSC 012
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO