



**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

*A solução certa para cada caso!!!*

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

## CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO DESENVOLVIDA PARA USO NO AMBIENTE HOSPITALAR



As **POLTRONAS HOSPITALARES PARA COLETA BKPR 002** foram desenvolvidas para o ambiente hospitalar, notadamente para coleta de sangue e infusões. Possuem estrutura de alto reforço, com tubos cujas paredes possuem espessuras adequadas, ideais para unidades com alto fluxo de utilização. O assento e o encosto são constituídos de percintas elásticas, as quais proporcionam conforto ao paciente e/ou acompanhante. Além disso, possibilitam os mais diversos posicionamentos por meio de sistema pneumático a gás, do sentado ao trandelemburg, o que garante segurança e precisão em seu manuseio.

**CONFECÇÃO:** estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio para pés/pernas estofados com revestimento em courovin. Braços articuláveis, confeccionados em estrutura tubular retangular, com revestimento estofado e acabamento em courovin.

**BRAÇADEIRAS:** são confeccionados em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido. Possuem regulagem de altura e movimentação giratória e sobre o próprio eixo. O apoio possui alma em aço inoxidável, estofado com revestimento em courovin.

**ACIONAMENTO:** modelo reclinável através de acumulador de força (a gás), possibilitando diversos posicionamentos, com movimentação suave e precisa, proporcionando conforto e segurança ao paciente. Permite fácil assepsia.

**NOTA:** o tipo de acionamento do apoio de pernas é de escolha do Cliente, podendo ser:

- Individual, através de cremalheiras. OU: Simultâneo ao acionamento do encosto.

**DIMENSÕES:** Largura útil: 60 cm x Largura total: 82 cm x Comprimento (deitada): 166 cm.

**MODELO: BKPR 002**  
**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
**REGISTRO ANVISA: 80825620011**