



MESA DE MAYO - BASE EM "U" - TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL



DESCRIÇÃO: Estrutura tubular e bandeja totalmente confeccionadas em aço inoxidável, acabamento polido. Base dotada de rodízios de 02". Altura regulável por meio de dispositivo com sistema que não danifica a haste.

DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 m x C: 0,51 m.

MODELO: MBKMM 001
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO