



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

**SUORTE DE SORO PARA ARTROSCOPIA 04 GANCHOS
ALTURA REGULÁVEL 3,40 M BASE EM ALUMÍNIO - AÇO INOXIDÁVEL**



ALTURA MÁXIMA: 3,40M

Haste com 04 ganchos especiais(longos) e protetor da haste confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura que não danifica a haste . Base em alumínio fundido, acabamento polido com 05 ponteiros.

Altura Mínima: 1,70 m. X **Altura Máxima:** 3.40 m.

MODELO: BKSS 015
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620010