



**SUPORTE PARA RECIPIENTE COLETOR HAMPER
TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL RODÍZIOS 02"**



Estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável, com acabamento polido. Base dotada de 03 rodízios de 02" com revestimento emborrachado.

Dimensões: Diâmetro: 470 mm x Altura: 820 mm.

Acessório Opcional: Recipiente em material plástico de alta resistência lavável.

MODELO: MBKHE 002
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

ACESSÓRIO OPCIONAL:
MBKHE 003 - RECIPIENTE (SACO) PARA HAMPER
EM LONA LAVÁVEL

