



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

MESA DE EXAMES CLÍNICOS LEITO ESTOFADO ESPECIAL PARA OBESOS 230 KG



LARGURA ÚTIL: 75 CM

As **Mesas de Exames Clínicos BKME 001** são confeccionadas com estrutura de alto reforço e excelente acabamento, e desenvolvida tanto para atendimento a pacientes com peso normal, quanto OBESOS até 230 Kg.. São equipamentos que podem ser utilizados tanto por pacientes com peso normal, quanto por obesos.

Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede; cabeceira regulável por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.

Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;

Peso admissível sobre a estrutura: 230 kg.

Dimensões: L: 750 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm.

MODELO: BKME 001-001
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620004

ACESSÓRIO OPCIONAL

**BKAO ME-004 – SUPORTE PARA ROLO
(LENÇOL) DE PAPEL AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ**

