



BALDE A CHUTE 05 LITROS - BALDE AÇO INOXIDÁVEL E BASE FIBERGLASS



Base confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat, com 03 rodízios de 02" com revestimento emborrachado. Balde removível, com alça, totalmente confeccionado em aço inoxidável. Proteção contra choques em toda volta.

Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro) e processo de fabricação com acabamento em gel coat isoftálico, protegem o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores.

MODELO: MBKBC 001
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO