



RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662

Empresa do Grupo  bkhospitalar.com.br

**BANQUETA HOSPITALAR ELEVAÇÃO GIRATÓRIA
ASSENTO EM FIBERGLASS - ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL**



Descrição: Assento em fiberglass com acabamento em gel coat. Base tubular totalmente em aço inoxidável, diâmetro 3/4" X 1,2 mm de espessura de parede (acabamento polido); apoio triplo com ponteiros em material termoplástico. Regulável em altura através de movimento giratório do assento, com fuso e porca em aço inoxidável.

Assento em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de **longa vida útil**, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro) e processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores. Logotipos e inscrições sobre setores e materiais a serem transportados, podem ser inseridos sem custo adicional.

Altura mínima: 460 mm x **Altura máxima:** 700 mm x **Diâmetro do assento:** 300 mm

MODELO: MBKBG 003
MARCA RCK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO