

**BERÇO PARA BERÇÁRIO SOFT BABY - ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL  
 LEITO E PRATELEIRAS FIBERGLASS**



**CONFECÇÃO:** estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável acabamento polido.


**LEITO:** confeccionado em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico, com posicionamentos: horizontal, aclave e proclive.

**PRATELEIRA PARA UTENSÍLIOS:** dotado de prateleira para utensílios, como roupas, fraldas e mamadeiras, confeccionada em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico.

**RODÍZIOS:** sistema duplo rodado, com freios em diagonal, diâmetro 03".

**ACESSÓRIO FORNECIDO:** colchonete em espuma poliuretano, com revestimento em material anti-alérgico.

**MODELO BKBB 006**  
**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
**REGISTRO ANVISA: 80825620009**

IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS		
Código	Identificação	Foto
BKBB 004	Leito tipo cesto em fiberglass; Estrutura e prateleira em aço inoxidável; Rodízios diâmetro de 02" giratórios.	
BKBB 006	Leito tipo cesto em fiberglass; Estrutura em aço inoxidável; Prateleira com compartimentos para utensílios em fiberglass; Rodízios de 03" giratórios com freios em diagonal.	