

**BERÇO PARA BERÇÁRIO SOFT BABY - ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL
 LEITO E PRATELEIRAS FIBERGLASS**



CONFECÇÃO: estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável acabamento polido.

LEITO: confeccionado em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico, com posicionamentos: horizontal, aclave e proclive.

PRATELEIRA PARA UTENSÍLIOS: dotado de prateleira para utensílios, como roupas, fraldas e mamadeiras, confeccionada em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico.

RODÍZIOS: sistema duplo rodado, com freios em diagonal, diâmetro 03".

ACESSÓRIO FORNECIDO: colchonete em espuma poliuretano, com revestimento em material anti-alérgico.

MODELO BKBB 006
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620009

IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS		
Código	Identificação	Foto
BKBB 004	Leito tipo cesto em fiberglass; Estrutura e prateleira em aço inoxidável; Rodízios diâmetro de 02" giratórios.	
BKBB 006	Leito tipo cesto em fiberglass; Estrutura em aço inoxidável; Prateleira com compartimentos para utensílios em fiberglass; Rodízios de 03" giratórios com freios em diagonal.	