



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

BRAÇADEIRA PARA COLETA APOIO ESTOFADO



Confecção: Modelo confeccionado em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó.

Apoio de braço: Em formato côncavo, recebem acabamento estofado com revestimento em couro de alta qualidade.

Regulagem de altura: Possibilita regulagem de altura através de sistema que não danifica a haste.

Base: Em ambos os modelos a base é confeccionada em alumínio polido, com design arredondado e apoio triplo.

MODELO BKBR 001
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620009