



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

CADEIRA DE TRANSPORTE ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS AÇO INOXIDÁVEL AISI 304



DESCRIÇÃO: cadeira de transporte, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade;

ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

APOIOS DE BRAÇOS: tubulares aço inoxidável AISI 304.

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

ASSENTO E ENCOSTO: estofados em espuma densidade 33, espessura 50 mm com revestimento em courvim de alta qualidade;

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

PEÇO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg.

DIMENSÕES: Largura: 510 mm x Comprimento: 510 mm x Altura: 950 mm

MODELO: BKCD 020

MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA

REGISTRO ANVISA: 80825620006