



**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br) *A solução certa para cada caso!!!* [bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

## CADEIRA DE TRANSPORTE ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS AÇO INOXIDÁVEL AISI 304



**DESCRIÇÃO:** cadeira de transporte, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade;

**ESTRUTURA:** tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

**APOIOS DE BRAÇOS:** tubulares aço inoxidável AISI 304.

**ACABAMENTO:** as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

**ASSENTO E ENCOSTO:** estofados em espuma densidade 33, espessura 50 mm com revestimento em courvim de alta qualidade;

**RODÍZIOS:** 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

**PEÇO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 150 kg.

**DIMENSÕES:** Largura: 510 mm x Comprimento: 510 mm x Altura: 950 mm

**MODELO: BKCD 020**

**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**

**REGISTRO ANVISA: 80825620006**