

CARRO PARA BANHO NEONATAL

Estrutura e prateleiras confeccionadas em aço inoxidável padrão AISI 304, dotado de cuba para banho (banheira) em fiberglass e porta utensílios com alça para transporte integrada.



PRATICIDADE E OTIMIZAÇÃO NO BANHO DO PEQUENO PACIENTE

ESTRUTURA: estrutura tubular totalmente confeccionada em aço inoxidável padrão AISI 304, em tubos com espessura de parede 1,2mm com acabamento polido, proporcionando fácil higienização e durabilidade.

CUBA PARA BANHO (BANHEIRA): totalmente confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, lisa interna e externamente, removível e dotada de dreno para escoamento de líquidos, de fácil higienização.

PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL: o equipamento é dotado de 02 prateleiras confeccionadas em aço inoxidável padrão AISI 304, com acabamento polido, destinadas a toalhas, fraldas, produtos utilizados durante o banho do pequeno paciente, entre outros.

ALÇA PARA TRANSPORTE: apresenta alça para transporte integrada ao porta utensílios a serem utilizados durante o banho, totalmente confeccionada em fiberglass, lisa interna e externamente, de fácil higienização.

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios com diâmetro de 03", com banda de rodagem em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador, e são dotados de sistema de travamento em diagonal.

FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT: a utilização de fiberglass (fibra de vidro) com acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, durabilidade do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergente. Superior a outros tipos de polímeros, a fiberglass (fibra de vidro) devido ao seu processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas e ressecamentos, e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores.

DIMENSÕES DA CUBA OVAL (BANHEIRA): Comprimento útil: 60 cm X Largura útil: 40 cm X Altura: 20 cm - 17 cm.

MODELO: MBKTR 044 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

Acesse: www.bkhospitalar.com.br





CARRO PARA BANHO NEONATAL SOFT BABY

Estrutura tubular em aço inoxidável padrão AISI 304, dotado de cuba para banho (banheira) em fiberglass e prateleiras para toalhas, fraldas e utensílios com alça para transporte integrada.



PRATICIDADE E OTIMIZAÇÃO NO BANHO DO PEQUENO PACIENTE

ESTRUTURA: estrutura tubular totalmente confeccionada em aço inoxidável padrão AISI 304, em tubos com espessura de parede 1,2mm com acabamento polido, proporcionando fácil higienização e durabilidade.

CUBA PARA BANHO (BANHEIRA): totalmente confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, lisa interna e externamente, removível e dotada de dreno para escoamento de líquidos, de fácil higienização.

PRATELEIRA EM FIBERGLASS: o equipamento é dotado de prateleira confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, com nichos destinados a toalhas, fraldas, produtos utilizados durante o banho do pequeno paciente, entre outros.

ALÇA PARA TRANSPORTE: apresenta alça para transporte integrada ao porta utensílios a serem utilizados durante o banho, totalmente confeccionada em fiberglass, lisa interna e externamente.

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios com diâmetro de 03", com banda de rodagem em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador, e são dotados de sistema de travamento em diagonal.

FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT: a utilização de fiberglass (fibra de vidro) com acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergente. Superior a outros tipos de polímeros, a fiberglass (fibra de vidro) devido ao seu processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas e ressecamentos, e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores.

DIMENSÕES DA CUBA OVAL (BANHEIRA): Comprimento útil: 60 cm X Largura útil: 40 cm X Altura: 20 cm - 17 cm.

MODELO: MBKBB 007 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

