



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



MACA DE HIGIENIZAÇÃO



FACILIDADE E MELHOR ATENDIMENTO NA HIGIENIZAÇÃO E BANHO DO PACIENTE

ESTRUTURA: tubular quadrada em aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;

LEITO: (removível) confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico em formato retangular (tipo banheira), apresenta dreno e declive para escoamento e destina-se a higienizar o paciente poli-traumatizado ou que necessita higienização para posteriormente receber os procedimentos médico-cirúrgicos necessários;

RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 750 mm x Comprimento: 2.210 mm x Altura: 900 mm

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 620 mm x Comprimento: 1.870 mm x Altura: 100 mm

EMBALAGEM: A=1,15m X L=0,95m X C=2,40m **PESO:** 50kg

MODELO: BKCM 005 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620007

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



MACA DE HIGIENIZAÇÃO - ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304



FACILIDADE E MELHOR ATENDIMENTO NA HIGIENIZAÇÃO E BANHO DO PACIENTE

ESTRUTURA: tubular quadrada em aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede;

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 (estrutura) recebem acabamento polido.

LEITO: (removível) confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico em formato retangular (tipo banheira), apresenta dreno e declive para escoamento e destina-se a higienizar o paciente poli-traumatizado ou que necessita higienização para posteriormente receber os procedimentos médico-cirúrgicos necessários;

RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 750 mm x Comprimento: 2.210 mm x Altura: 900 mm

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 620 mm x Comprimento: 1.870 mm x Altura: 100 mm

EMBALAGEM: A=1,15m X L=0,95m X C=2,40m **PESO:** 50kg

MODELO: BKCM 006 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620007

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br  **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072