



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



## MACA / POLTRONA PARA TRANSPORTE EM ELEVADORES E EXAMES



**DESCRIÇÃO:** Estrutura tubular quadrada em aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm; leito (03 segmentos) estofado em espuma densidade 33, espessura 80 mm com revestimento em couro de alta qualidade; reclinção e posicionamento proporcionados por sistema pneumático (acumulador de força) com alavanca lateral; apresenta sistema de apoio para os pés fixos, confeccionado com aço carbono 1.020, com acabamento em pintura eletrostática a pó; as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; rodízios giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal.



### ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

01 par de grades sistema deslizante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede, com mecanismo confeccionado em alumínio fundido, com sistema de trava de segurança.

01 suporte de soro confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m; as partes em aço inoxidável AISI 304 (grades e suporte de soro) recebem acabamento polido.

01 conjunto de cintos de segurança (dorsal, pernas/superior, pernas/inferior).

**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 180 kg.

**DIMENSÕES ÚTEIS (POSIÇÃO DEITADO):** Largura: 51 cm x Comprimento: 180 cm x Altura (até o leito): 67 cm.

**DIMENSÕES TOTAIS (POSIÇÃO DEITADO):** Largura: 68 cm x Comprimento: 189 cm x Altura (grade elevada): 92 cm

**COMPRIMENTO TOTAL (POSIÇÃO SENTADO):** 108 cm

**EMBALAGEM:** A=0,96m X L=0,82m X C=2,05m **PESO:** 45kg

**MODELO:** BKCM 007 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620007

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br) | **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50**

**RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**