



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CARRO DE EMERGÊNCIA 05 GAVETAS - SA
SEM ACESSÓRIOS PARA OXIGENOTERAPIA**



GABINETE: O **CARRO DE EMERGÊNCIA BKCE 003** apresenta gabinete em chapa aço com cantos arredondados dotado de 05 gavetas; recebe acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. As gavetas possuem puxadores integrados, sem porcas ou parafusos, e são dotadas de guias deslizantes telescópicas. O gabinete possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04 rodízios com banda de rodagem dupla, diâmetro de 04", sistema de travamento, os quais são dotados de rolamentos internos que facilitam sua locomoção e manobras.

COMPOSIÇÃO:

01 GAVETA (A PRIMEIRA) é dotada de divisórias moduláveis para medicamentos;

03 GAVETAS LIVRES ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua, gazes, esparadrapos, entre outros e

01 GAVETA (A QUINTA) com dimensões maiores ideal para utensílios e aparelhos;

AS GAVETAS POSSUEM SISTEMA PARA LACRE TOTAL EM AÇO INOXIDÁVEL.

01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de fundo;

01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador com suporte em aço inoxidável;

01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;

04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;

01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.

DIMENSÕES:

GABINETE (ÚTEIS): Comprimento: 600 mm x Largura: 400 mm x Altura (com os rodízios): 800 mm

GABINETE (TOTAIS): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura (com os rodízios): 860 mm

PRATELEIRA PARA MONITOR: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30 mm

DISPOSITIVO (TÁBUA) DE MASSAGEM CARDÍACA: Comp.: 590 mm x Larg.: 380 mm x Espessura: 12 mm

EMBALAGEM: A=1,20m X L=0,60m X C=0,95m **PESO:** 65kg

MODELO: BKCE 003 | **MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620001

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br | **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



CARRO DE EMERGÊNCIA 05 GAVETAS - SA SEM ACESSÓRIOS PARA OXIGENOTERAPIA



GABINETE: O **CARRO DE EMERGÊNCIA BKCE 003** apresenta gabinete em chapa aço com cantos arredondados dotado de 05 gavetas; recebe acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. As gavetas possuem puxadores integrados, sem porcas ou parafusos, e são dotadas de guias deslizantes telescópicas. O gabinete possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04 rodízios com banda de rodagem dupla, diâmetro de 04", sistema de travamento, os quais são dotados de rolamentos internos que facilitam sua locomoção e manobras.

COMPOSIÇÃO:

01 GAVETA (A PRIMEIRA) é dotada de divisórias moduláveis para medicamentos;

03 GAVETAS LIVRES ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua, gazes, esparadrapos, entre outros e

01 GAVETA (A QUINTA) com dimensões maiores ideal para utensílios e aparelhos;

AS GAVETAS POSSUEM SISTEMA PARA LACRE TOTAL EM AÇO INOXIDÁVEL.

01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de fundo;

01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador com suporte em aço inoxidável;

01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;

04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;

01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.

DIMENSÕES:

GABINETE (ÚTEIS): Comprimento: 600 mm x Largura: 400 mm x Altura (com os rodízios): 800 mm

GABINETE (TOTAIS): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura (com os rodízios): 860 mm

PRATELEIRA PARA MONITOR: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30 mm

DISPOSITIVO (TÁBUA) DE MASSAGEM CARDÍACA: Comp.: 590 mm x Larg.: 380 mm x Espessura: 12 mm

EMBALAGEM: A=1,20m X L=0,60m X C=0,95m **PESO:** 65kg

MODELO: BKCE 003 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620001

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072




A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS -
GABINETE EM MDF (02 PORTAS E 04 GAVETAS)**



A MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS BKME 006 é composta de gabinete confeccionado em MDF o qual apresenta 02 portas e 04 gavetas dotadas de guias deslizantes, com puxadores em alumínio polido.

LEITO é estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em couro de alta qualidade.

APOIO DORSAL regulável por sistema de cremalheiras (04 posições) em aço inoxidável, montado sobre gabinete confeccionado em MDF 15 mm, com 02 portas e 04 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em alumínio.

ACABAMENTO DO GABINETE: revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo fórmica).

EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) confeccionados em aço inoxidável AISI 304 e apoios fundidos em alumínio que recebem pintura eletrostática a pó, estofados com revestimento em couro de alta qualidade; e 01 dispositivo para coleta de líquidos (removível) em fibreglass, acabamento em gel coat.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS: suporte para lençol e suporte para soro;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 160 kg.

DIMENSÕES: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm.

EMBALAGEM: A=1,05m X L=0,75m X C=2,00m **PESO:** 100kg

MODELO: BKME 006 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620004

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

[@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br) [WhatsApp: \(41\) 9-9663-0060](https://www.whatsapp.com/business/profile/41996630060)

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS / ULTRASSOM



ESTRUTURA: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede;

LEITO: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede;

APOIO DORSAL REGULÁVEL: por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.

ESTE EQUIPAMENTO É FORNECIDO COM:

01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) confeccionados em aço inoxidável AISI 304 e apoios fundidos em alumínio que recebem pintura eletrostática a pó, estofados com revestimento em courvim de alta qualidade;

01 dispositivo para coleta de líquidos (removível) em fiberglass, acabamento em gel coat.

ACESSÓRIO OPCIONAL: suporte para lençol e suporte para soro;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg.

DIMENSÕES: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm

EMBALAGEM: A=1,05m X L=0,75m X C=2,10m **PESO:** 82kg

MODELO: BKME 007 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620004

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp:** (41) 9-9663-0060

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS / ULTRASSOM
ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304**



ESTRUTURA: confeccionada em aço inoxidável tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede;

LEITO: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em couro náutico, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço inoxidável, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede;

APOIO DORSAL REGULÁVEL: por sistema de cremalheiras (03 posições) confeccionadas em aço inoxidável;

ACABAMENTO: as partes aço inoxidável recebem acabamento polido.

ESTE EQUIPAMENTO É FORNECIDO COM:

01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) confeccionados em aço inoxidável AISI 304 e apoios fundidos em alumínio, estofados com revestimento em couro de alta qualidade;

01 dispositivo para coleta de líquidos (removível) em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico.

ACESSÓRIO OPCIONAL: suporte para lençol e suporte para soro;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.

DIMENSÕES: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm

EMBALAGEM: A=1,05m X L=0,75m X C=2,10m **PESO:** 82kg

MODELO: BKME 007-001 | **MARCA BK** © INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620004

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br  **WhatsApp:** (41) 9-9663-0060

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS / ULTRASSOM
DOTADA DE ARMÁRIO 01 PORTA E GAVETEIRO 03 GAVETAS**



ESTRUTURA: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede; dorso regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.

EQUIPAMENTO COMPOSTO DE: armário 01 porta e gaveteiro com 03 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em alumínio, confeccionados em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo fórmica);

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) confeccionados em aço inoxidável AISI 304 e apoios fundidos em alumínio que recebem pintura eletrostática a pó;

01 Conjunto de estofados do leito com revestimento em courvim de alta qualidade;

01 dispositivo para coleta de secreções (removível) confeccionado em fiberglass, acabamento em gel coat.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS: suporte para lençol e suporte para soro;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.

DIMENSÕES: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm

EMBALAGEM: A=1,05m X L=0,75m X C=2,10m **PESO:** 95kg

MODELO: BKME 008 | **MARCA** BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620004

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp:** (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072