



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**SUORTE DE SORO 04 GANCHOS ALTURA REGULÁVEL
BASE INJETADA 05 RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304**



DISPOSITIVO
DE FIXAÇÃO
POR MEIO
DE PRESSÃO
QUE NÃO
DANIFICA A
HASTE

AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304

DESCRIÇÃO: O SUPORTE DE SORO BKSS 014 é totalmente confeccionado em aço inoxidável. Composto de haste 04 ganchos, protetor da haste e base tubular confeccionados totalmente em aço inoxidável com acabamento polido;

HASTE 04 GANCHOS: confeccionada em tubo aço inoxidável com diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido; Haste de soro confeccionada em cruz, que permite sua utilização para bolsas e frascos de soro. Além disso, permite que sejam fixadas na haste as bombas de infusão, ou mesmo, penduradas nos ganchos;

RECEPTOR DA HASTE: confeccionada em tubos aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido;

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA (FIXAÇÃO DA HASTE): o dispositivo de fixação de altura da haste que elimina o risco de que a mesma seja danificada por pressionamento de parafuso contra sua superfície. Proporciona ótima fixação, com excelente capacidade de peso para bolsas, frascos de soro e bombas de infusão;

BASE INJETADA: totalmente injetada em material termoplástico e estruturada, sem partes ferrosas, dotada de 05 rodízios de 02" giratórios;

ALTURA MÁXIMA: 2,51m.

EMBALAGEM 03 UNIDADES: A=0,70m X L=0,55m X C=1,45m **PESO:** 20kg

EMBALAGEM 15 UNIDADES: A=1,35m X L=1,10m X C=1,50m **PESO:** 95kg

MODELO: BKSS 014 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620010

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br

WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**SUPOORTE DE SORO 04 GANCHOS ALTURA REGULÁVEL
BASE INJETADA 05 RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL**



**DISPOSITIVO
DE FIXAÇÃO
POR MEIO
DE PRESSÃO
QUE NÃO
DANIFICA A
HASTE**

AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304

DESCRIÇÃO: O SUPORTE DE SORO BKSS 014 é totalmente confeccionado em aço inoxidável. Composto de haste 04 ganchos, protetor da haste e base tubular confeccionados totalmente em aço inoxidável com acabamento polido;

04 GANCHOS AFASTADOS DA HASTE: haste confeccionada em tubo aço inoxidável com diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido; confeccionada em cruz, dotada de ganchos afastados da haste que permite sua utilização para bolsas e frascos de soro. Além disso, permite que sejam fixadas na haste as bombas de infusão, ou mesmo, penduradas nos ganchos;

RECEPTOR DA HASTE: confeccionada em tubos aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido;

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA (FIXAÇÃO DA HASTE): o dispositivo de fixação de altura da haste que elimina o risco de que a mesma seja danificada por pressionamento de parafuso contra sua superfície. Proporciona ótima fixação, com excelente capacidade de peso para bolsas, frascos de soro e bombas de infusão;

BASE INJETADA: totalmente injetada em material termoplástico e estruturada, sem partes ferrosas, dotada de 05 rodízios de 02" giratórios;

ALTURA MÁXIMA: 2,51m.

EMBALAGEM 03 UNIDADES: A=0,70m X L=0,55m X C=1,45m **PESO:** 20kg

EMBALAGEM 15 UNIDADES: A=1,35m X L=1,10m X C=1,50m **PESO:** 95kg

MODELO: BKSS 016 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620010

***Acesse:* www.bkhospitalar.com.br**

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**SUPOORTE DE SORO 04 GANCHOS ALTURA REGULÁVEL
BASE INJETADA 05 RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL**



**DISPOSITIVO
DE FIXAÇÃO
POR MEIO
DE PRESSÃO
QUE NÃO
DANIFICA A
HASTE**

AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304

DESCRIÇÃO: O SUPORTE DE SORO BKSS 003 é totalmente confeccionado em aço inoxidável. Composto de haste 04 ganchos, protetor da haste e base tubular confeccionados totalmente em aço inoxidável com acabamento polido;

HASTE 04 GANCHOS: confeccionada em tubo aço inoxidável com diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido; Haste de soro confeccionada em cruz, que permite sua utilização para bolsas e frascos de soro. Além disso, permite que sejam fixadas na haste as bombas de infusão, ou mesmo, penduradas nos ganchos;

RECEPTOR DA HASTE: confeccionada em tubos aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido;

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA (FIXAÇÃO DA HASTE): o dispositivo de fixação de altura da haste que elimina o risco de que a mesma seja danificada por pressionamento de parafuso contra sua superfície. Proporciona ótima fixação, com excelente capacidade de peso para bolsas, frascos de soro e bombas de infusão;

BASE TUBULAR SEM RODÍZIOS: dotada de ponteiras plásticas.

ALTURA MÁXIMA: 2,51m.

EMBALAGEM 03 UNIDADES: A=0,70m X L=0,55m X C=1,45m **PESO:** 20kg

EMBALAGEM 15 UNIDADES: A=1,35m X L=1,10m X C=1,50m **PESO:** 95kg

MODELO: BKSS 003 | **MARCA:** BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620010

***ACESSE:* www.bkhospitalar.com.br**

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br

WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**SUPOORTE DE SORO 04 GANCHOS ALTURA REGULÁVEL
BASE INJETADA 05 RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL**



**DISPOSITIVO
DE FIXAÇÃO
POR MEIO
DE PRESSÃO
QUE NÃO
DANIFICA A
HASTE**

AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304

DESCRIÇÃO: O SUPORTE DE SORO BKSS 004 é totalmente confeccionado em aço inoxidável. Composto de haste 04 ganchos, protetor da haste e base tubular confeccionados totalmente em aço inoxidável com acabamento polido;

HASTE 04 GANCHOS: confeccionada em tubo aço inoxidável com diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido; Haste de soro confeccionada em cruz, que permite sua utilização para bolsas e frascos de soro. Além disso, permite que sejam fixadas na haste as bombas de infusão, ou mesmo, penduradas nos ganchos;

RECEPTOR DA HASTE: confeccionada em tubos aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido;

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA (FIXAÇÃO DA HASTE): o dispositivo de fixação de altura da haste que elimina o risco de que a mesma seja danificada por pressionamento de parafuso contra sua superfície. Proporciona ótima fixação, com excelente capacidade de peso para bolsas, frascos de soro e bombas de infusão;

BASE TUBULAR COM RODÍZIOS: dotada 04 rodízios de 02" os quais proporcionam excelente mobilidade.

ALTURA MÁXIMA: 2,51m.

EMBALAGEM 03 UNIDADES: A=0,70m X L=0,55m X C=1,45m **PESO:** 20kg

EMBALAGEM 15 UNIDADES: A=1,35m X L=1,10m X C=1,50m **PESO:** 95kg

MODELO: BKSS 004 | **MARCA** BK © **INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620010

***ACESSE:* www.bkhospitalar.com.br**

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br

WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



SUPOORTE DE SORO 04 GANCHOS ALTURA REGULÁVEL BASE INJETADA 05 RODÍZIOS - AÇO INOXIDÁVEL

AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304

DESCRIÇÃO: O SUPORTE DE SORO BKSS 015 é totalmente confeccionado em aço inoxidável. Composto de haste 04 ganchos, protetor da haste e base tubular confeccionados totalmente em aço inoxidável com acabamento polido;

04 GANCHOS AFASTADOS DA HASTE: haste confeccionada em tubo aço inoxidável com diâmetro 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido; confeccionada em cruz, dotada de ganchos afastados da haste que permite sua utilização para bolsas e frascos de soro. Além disso, permite que sejam fixadas na haste as bombas de infusão, ou mesmo, penduradas nos ganchos;

RECEPTOR DA HASTE: confeccionada em tubos aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,2 mm de espessura de parede, com acabamento polido;

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA (FIXAÇÃO DA HASTE): o dispositivo de fixação de altura da haste que elimina o risco de que a mesma seja danificada por pressionamento de parafuso contra sua superfície. Proporciona ótima fixação, com excelente capacidade de peso para bolsas, frascos de soro e bombas de infusão;

BASE EM ALUMÍNIO: totalmente confeccionada em alumínio fundido, estruturada, sem partes ferrosas, dotada de 05 sapatas em PVC de apoio ao piso;

ALTURA MÍNIMA: 1,70m x **ALTURA MÁXIMA:** 2,51m.

EMBALAGEM 01 UNIDADE: A=0,76m X L=0,76m X C=1,35m **PESO:** 15kg

MODELO: BKSS 015 | **MARCA BK @ INDÚSTRIA BRASILEIRA** |

REGISTRO ANVISA: 80825620010



DISPOSITIVO
DE FIXAÇÃO
POR MEIO
DE PRESSÃO
QUE NÃO
DANIFICA A
HASTE

ALTURA
MÁXIMA
3,40M



ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br

WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072