



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



ESTATIVA AUXILIAR 03 PRATELEIRAS COM GABINETE E RODÍZIOS DOTADA DE REDE DE GASES E REDE ELÉTRICA



- ✓ Amplia os pontos de gases e elétrica nos setores
- ✓ Unidade completa para atendimento de emergência
- ✓ Praticidade, mobilidade, solução rápida
- ✓ Atendimento eficaz aos diversos setores hospitalares:

- Emergência
- Pronto Atendimento
- Pronto Socorro
- Observação
- Ambulatório
- Isolamento
- Internação
- Hemodinâmica

DESCRIÇÃO: Estativa móvel com gabinete com 02 gavetas dotadas de guias deslizantes, confeccionadas em aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó, e montada sobre base com rodízios. Apresenta saída de gases com 05 saídas, e elétrica com 06 tomadas, 01 interruptor e 01 ponto de lógica. Apresenta dupla rede interna de energia 01 para 110 e outra para 220 volts, com 02 cabos de força com 05 metros e rede de gases com extensão de 05 metros.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 02 ar comprimido e 01 vácuo. Fornecida com 05 extensões com 5m em nylon trançado para oxigênio (02), ar comprimido (02) e vácuo (01).

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23°C 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO** | **CINZA = VÁCUO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 06 tomadas elétricas (03 un 127Volts e 03 un 220Volts) com aterramento. Poderão ser configuradas de acordo com a opção do cliente, como por exemplo: todas as tomadas 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm. É fornecida com 02 cabos de força com 05 metros.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montadas com sistema de engate rápido, que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;
2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Interruptor
- Ponto de lógica (tomada RJ-45)
- Frasco coletor em policarbonato autoclavável 4.000 ml

MODELO: BKST 007 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620014

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br | WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



ESTATIVA AUXILIAR 03 PRATELEIRAS COM GABINETE E RODÍZIOS DOTADA DE REDE ELÉTRICA



✓ Amplia os pontos de elétrica nos setores

✓ Unidade auxiliar para atendimento de emergência

✓ Praticidade, mobilidade, solução rápida

✓ Atendimento eficaz aos diversos setores hospitalares:

- Emergência
- Pronto Atendimento
- Pronto Socorro
- Observação
- Ambulatório
- Isolamento
- Internação
- Hemodinâmica

DESCRIÇÃO: Estativa móvel com gabinete com 02 gavetas dotadas de guias deslizantes, confeccionadas em aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó, e montada sobre base com rodízios com diâmetro 03". Apresenta dupla rede elétrica interna de energia com 03 tomadas 110 Volts e 03 tomadas 220 Volts, e é fornecida com 02 cabos de força com aterramento, com 05 metros.

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 06 tomadas elétricas (03 un 127Volts e 03 un 220Volts) com aterramento. Poderão ser configuradas de acordo com a opção do cliente, como por exemplo: todas as tomadas 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm. É fornecida com 02 cabos de força com 05 metros.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Foco de luz articulável
- Interruptores
- Ponto de lógica RJ-45
- Entre outros

MODELO: BKST 008 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620014

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072