



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS
ASSENTO SANITÁRIO EM FIBERGLASS
TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304 - PACIENTES ATÉ 150 KG**



DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário;

ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) acabamento em gel coat isoftálico;

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 3" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg. **Cadeira (totais):** Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

DIMENSÕES DO ASSENTO EM FIBERGLASS: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

APOIO PARA OS PÉS: Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

EMBALAGEM: A=1,15m X L=0,80m X C=0,80m **PESO:** 50kg

MODELO: BKCD 003 | **MARCA BK @ INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620005

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS
ASSENTO SANITÁRIO E ENCOSTO EM FIBERGLASS
AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304 - PACIENTES ATÉ 150 KG**



DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário;

ESTRUTURA: tubular **totalmente** aço inoxidável 1" x 1,2 mm espessura de parede;

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: tubulares aço inoxidável diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido;

ENCOSTO E ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade), fácil assepsia e resistente aos diversos sabões e detergentes de limpeza, acabamento em gel coat isoftálico;

EMPURRADORES: possui empurRADORES emborrachados para melhor locomoção dos pacientes;

APOIO PARA OS PÉS: são rebatíveis para proporcionar conforto e comodidade ao paciente praticidade à equipe de enfermagem quando no acesso do paciente à cadeira;

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg.

CADEIRA (TOTAIS): Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

ASSENTO EM FIBERGLASS: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

APOIOS DE BRAÇOS (REMOVÍVEIS): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

EMBALAGEM: A=1,15m X L=0,80m X C=0,80m **PESO:** 50kg

MODELO: BKCD 043 | **MARCA** BK © **INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620005

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp:** (41) 9-9663-0060

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS
ASSENTO SANITÁRIO EM FIBERGLASS COM DIMENSÕES ESPECIAIS PARA OBESOS
AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304 - PACIENTES ATÉ 230 KG**



DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.

ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) acabamento em gel coat isoftálico confeccionado com dimensões especiais para pacientes.

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 kg.

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 695 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

ASSENTO EM FIBERGLASS (OBESOS): Largura: 495 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

APOIO DE PÉS (FIXO): Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm

APOIOS DE BRAÇOS (REMOVÍVEIS): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

EMBALAGEM: A=1,15m X L=0,80m X C=0,80m **PESO:** 50kg

MODELO: BKCD 004 | **MARCA BK** © INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620005

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS
ASSENTO SANITÁRIO E ENCOSTO EM FIBERGLASS, DIMENSÕES ESPECIAIS PARA OBESOS
AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304 - PACIENTES ATÉ 230 KG**



DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.

ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

ENCOSTO E ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade), fácil assepsia e resistente aos diversos sabões e detergentes de limpeza, acabamento em gel coat isoftálico;

EMPURRADORES: possui empurRADORES emborrachados para melhor locomoção dos pacientes.

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 kg.

CADEIRA (TOTAIS): Largura: 695 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

ASSENTO EM FIBERGLASS (ESPECIAL PARA OBESOS): Largura: 495 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

APOIOS DE BRAÇOS (REMOVÍVEIS): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

EMBALAGEM: A=1.15m X L=0,80m X C=0,80m **PESO:** 50kg

MODELO: BKCD 044 | **MARCA BK** @ INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620005

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br | **WhatsApp:** (41) 9-9663-0060

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**