



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**

## **BKCD 001 - CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS FIXOS**



**DESCRIÇÃO:** cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário;

**ESTRUTURA:** tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

**APOIOS DE BRAÇOS FIXOS:** tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede;

**ACABAMENTO:** as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

**ASSENTO SANITÁRIO:** confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) acabamento em gel coat isoftálico;

**RODÍZIOS:** 04 rodízios giratórios de 3" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento;

**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 150 kg;

**DIMENSÕES TOTAIS:** Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

**DIMENSÕES DO ASSENTO EM FIBERGLASS:** Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

**APOIO PARA OS PÉS:** Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm

EMBALAGEM: A=1,15m X L=0,85m X C=0,60m PESO: 30kg  
MODELO: BKCD 001 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620005

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)  WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | CNPJ: 03.489.343/0001-50  
RUA CASTRO, 55 | CRUZEIRO | CEP: 83.010-080 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR | TELEFONE: (41) 3282-0072

