



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

**BKPR 018 - POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL A GÁS
MOVIMENTO DO APOIO DE PERNAS SIMULTÂNEO AO DO ENCOSTO**



POLTRONAS HOSPITALARES BK: desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

ACIONAMENTO: sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

APOIO DE PERNAS: o acionamento do apoio de pernas é simultâneo ao do encosto, por meio do sistema pneumático a gás.



ESTRUTURA: confeccionada em aço tubular redondo com parede 1,5 mm.

ACABAMENTO: as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS: o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

REVESTIMENTO EM COURVIN: O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 0,53 m x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

EMBALAGEM: A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

MODELO: BKPR 018 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

[@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br) [WhatsApp: \(41\) 9-9663-0060](https://www.whatsapp.com/channel/00000000000000000000)

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA CASTRO, 55 | CRUZEIRO | CEP: 83.010-080 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR | TELEFONE: (41) 3282-0072**

