

**BKCM 002-002: MACA ALTURA FIXA LEITO ESTOFADO - COLONOSCOPIA / ENDOSCOPIA**

 **REGISTRO ANVISA: 80825620007**



- 1** Cabeceira regulável em até 04 posições com excelente angulação;
- 2** Par de grades laterais sistema basculante, confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 3** Leito largura útil 75 cm, estofado em espuma, densidade 33, espessura 50 mm com revestimento em courvim antimofo;
- 4** Suporte de soro 02 ganchos, aço inoxidável AISI 304, que possibilita sua fixação nas quatro extremidades do leito;
- 5** Proteções antiimpactos confeccionadas em PVC branco;
- 6** Rodízios 05" banda de rodagem dupla com rolamentos, excelente mobilidade, dotada de freios diagonais;
- 7** Local para guarda do suporte de soro para quando não estiver em utilização;
- 8** Estrutura reforçada em aço (30x30 mm x 1,5 mm espessura de parede), para pacientes até 180 kg;
- 9** Confeção da estrutura: em aço com acabamento jateado, pintura eletrostática e secagem em estufa;
- 10** Leito removível.

