




*A solução certa para cada caso!!!*

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

**BKBR 002: BRAÇADEIRA PARA COLETA APOIO ESTOFADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304**

**REGISTRO ANVISA: 80825620007**



- 1** Apoio para braço tipo concha em aço inoxidável AISI 304, estofado, com revestimento em courvim;
- 2** Sistema eficaz para fixação da altura da haste, que evita que a mesma seja danificada pelo pressionamento;
- 3** Sua estrutura é totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido;
- 4** Base com apoio triplo, confeccionada em alumínio fundido, com acabamento polido.



[www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)



[bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)



55 (41) 3282-0072