



**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br) *A solução certa para cada caso!!!* [bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

## CARRO MACA HIDRÁULICO - DORSO / PERNAS / ELEVAÇÃO



**ESTRUTURA** tubular de aço 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm, sobreposta por carenagem em fiberglass acabamento em gel coat (alta resistência e durabilidade), possibilita fácil higienização do conjunto;

**LEITO** confeccionado em PEAD 12 mm;

**MOVIMENTOS DO LEITO:** elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; dorsal e pernas, trendelemburg e reverso por sistema pneumático com gatilhos manuais em aço inoxidável AISI 304;



**RODÍZIOS:** 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, com rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador, freios diagonais.



**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**

**CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55**

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

*A solução certa para cada caso!!!*

[bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

**FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:**

**01 PAR DE GRADES LATERAIS** em aço inoxidável AISI 304, sistema sanfonado (empilhável): em tubos oblongos aço inoxidável AISI 304, 16 mm x 30 mm x 1,2 mm de parede; e tubos redondos aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 mm de parede, sistema de travamento automático ao final de curso e desarme por puxador;

**01 SUPORTE DE SORO** em aço inoxidável AISI 304, 02 ganchos 5/8" x 1,2 de parede, com altura de 1,30 m;

**01 COLCHONETE** espuma densidade 33, espessura 80 mm revestimento em courvim antimfofo;

**OPCIONAIS:** suporte para cilindro de oxigênio; e sistema de rodízios de 6" com travamento total pelo pressionamento de 01 unico pedal e também com sistema direcional de movimentos.

**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 180 kg.

**DIMENSÕES TOTAIS:** Largura: 810 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm x Altura: 900 mm

**ALTURA MÍNIMA:** 580 mm

**MODELO: BKMR 009**

**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**

**REGISTRO ANVISA: 80825620002**

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

**BKAO SS-004 – SUPORTE DE SORO COM HASTE PARA BOMBAS DE INFUSÃO**



**BKAO MR-013 – PRATELEIRA PARA MONITOR EM AÇO INOXIDÁVEL**



**BKAO MR-014 – SUPORTE PARA CILINDRO PARA MACAS HIDRÁULICAS**



**BKAO MR-015 – CILINDRO DE OXIGÊNIO 03 LITROS**

