



**MESA DE MAYO - BASE EM "U" - TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL**



**DESCRIÇÃO:** Estrutura tubular e bandeja totalmente confeccionadas em aço inoxidável, acabamento polido. Base dotada de rodízios de 02". Altura regulável por meio de dispositivo com sistema que não danifica a haste.

**DIMENSÕES (BANDEJA):** L: 0,35 m x C: 0,51 m.

**MODELO: MBKMM 001**  
**MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
**REGISTRO ANVISA: ISENTO**