



**RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
**CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662**

Empresa do Grupo  [bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

**BANDEJA PARA REFEIÇÕES NO LEITO – CONFECCÃO: FIBERGLASS  
HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL**



Diversas opções de cores

**CONFECCÃO:** Bandeja totalmente confeccionada em fiberglass (acabamento em gel coat), de alta resistência durabilidade e fácil assepsia. Hastes de apoio da bandeja confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido.

**Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico:** A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistente a diversos tipos de sabões e detergentes. E ainda, devido a sua matéria-prima e processo de fabricação, sua coloração não descasca e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores sem incorrer a inconvenientes como manchas e ressecamentos.

**DIMENSÕES TOTAIS: C: 610 mm X L: 360 mm**

**MODELO: MBKBL 002 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO**

**BANDEJA PARA REFEIÇÕES NO LEITO – CONFECCÃO: ABS  
HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL**



*As Bandejas para refeições no leito BK apresentam facilidade para higienizar e guardar, além de Praticidade para servir o paciente, proporcionando-lhe comodidade e conforto.*

A bandeja é totalmente confeccionada em ABS pelo processo vaccum forming de alta resistência durabilidade e fácil assepsia. Possui apoios para copos e talheres. Suportes de apoio em aço inoxidável, acabamento polido. **DIMENSÕES: Comprimento Útil: 480 mm x Comprimento Total: 650 mm**

**Profundidade (central): 315 mm x Profundidade (nas laterais): 365 mm x Altura livre: 210 mm**

**MODELO: MBKBL 010 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO**