



**RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
**CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662**

Empresa do Grupo  [bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

## BALDE A CHUTE 05 LITROS BALDE AÇO INOXIDÁVEL BASE FIBERGLASS



### Diversas opções de cores

Base confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat, com 03 rodízios de 02" com revestimento emborrachado. Balde removível, com alça, totalmente confeccionado em aço inoxidável. Proteção contra choques em toda volta.

**Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico:** A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro) e processo de fabricação com acabamento em gel coat isoftálico, protegem o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores.

**MODELO: MBKBC 001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - Registro ANVISA: ISENTO**

## BALDE A CHUTE 15 LITROS EM FIBERGLASS



Balde capacidade 15 litros e base com rodízios 02" confeccionados em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico. Modelo sem tampa, dotado de guarnição de proteção em PVC em toda a volta, evitando, colisão em mesas, equipamentos, paredes.

**Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico:** A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro) e processo de fabricação com acabamento em gel coat isoftálico, protegem o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores.

**MODELO: MBKBC 002 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA- REGISTRO ANVISA: ISENTO**