

BERÇO PARA BERÇÁRIO SOFT BABY CESTO EM FIBERGLASS



CONFECÇÃO: estrutura tubular confeccionada em aço 1020, com acabamento em pintura eletrostática a pó.
LEITO: confeccionado em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico, com posicionamentos: horizontal, active e proclive.
PRATELEIRA PARA UTENSÍLIOS: dotado de prateleira para utensílios, como roupas, fraldas e mamadeiras, confeccionada em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico.
RODÍZIOS: sistema duplo rodado, com freios em diagonal, diâmetro 03".
ACESSÓRIO FORNECIDO: colchonete em espuma poliuretano, com revestimento em material anti-alérgico.
MODELO: BKBB 005 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620009

BERÇO PARA BERÇÁRIO SOFT BABY - ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL - LEITO E PRATELEIRAS FIBERGLASS



CONFECÇÃO: estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável AISI 304 acabamento polido.
LEITO: confeccionado em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico, com posicionamentos: horizontal, active e proclive.
PRATELEIRA PARA UTENSÍLIOS: dotado de prateleira para utensílios, como roupas, fraldas e mamadeiras, confeccionada em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico.
RODÍZIOS: sistema duplo rodado, com freios em diagonal, diâmetro 03".
ACESSÓRIO FORNECIDO: colchonete em espuma poliuretano, com revestimento em material anti-alérgico.
MODELO: BKBB 006 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620009