



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

CAMA / BERÇO FOWLER - 02 MANIVELAS - COM CARENAGEM



CAMA FORNECIDA COM PAR DE GRADES LATERAIS confeccionada **aço inoxidável AISI 304**, bitolas 5/8" e 3/4 com espessura da parede de 1,2 mm (vão de 8 cm entre tubos); as partes em aço inoxidável AISI 304 acabamento polido, montada em estrutura em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico;

ESTRUTURA em aço retangular 1.020 recuado 50 x 30 x 1,5 mm de espessura de parede, sobreposta por carenagem em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico;

LEITO em chapa de aço carbono 1.020 estruturada, 1,5 mm de espessura, sobre quadro de longarinas de aço em "U" 75 mm x 35 mm x 2 mm de espessura de parede; apresenta protetor anti-impactos nas extremidades em PVC branco;

PONTOS PARA SUPORTE DE SORO: 04 pontos nas extremidades do leito para suporte de soro;

ACABAMENTO: partes em aço 1.020 recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;

CABECEIRA, PESEIRA em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, com tubo de encaixe ao quadro de longarinas confeccionado em aço inoxidável AISI 304, as quais são facilmente removíveis e de fácil higienização.

RODÍZIOS giratórios 5", banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, com rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal.

MOVIMENTOS: Fowler, semi-fowler, dorsal, joelhos: sistema de 02 manivelas com rolamento de encosto, que proporciona menor esforço do operador; manivelas confeccionadas em aço inoxidável acopladas em liga de alumínio, polido; **Vascular:** por meio elevação do apoio de pernas por sistema de cremalheiras.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS: colchão hospitalar, travesseiro hospitalar e suporte de soro.

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x **Comprimento:** 1.600 mm x **Altura do piso ao leito:** 650 mm

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 760 mm x **Comprimento:** 1.740 mm

MODELO: BKDM 010 - **MARCA** BK © **INDÚSTRIA BRASILEIRA** - **REGISTRO ANVISA:** 80825620003



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

CAMA / BERÇO FOWLER - 02 MANIVELAS



FORNECIDA COM PAR DE GRADES LATERAIS SISTEMA DESLIZANTE confeccionada **aço inoxidável AISI 304**, bitolas 5/8" e 3/4 com espessura da parede de 1,2 mm (vão de 8 cm entre tubos); as partes em aço inoxidável AISI 304 apresentam acabamento polido, montada em estrutura em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico;

ESTRUTURA: confeccionada em aço tubular quadrado 1.020 recuado 30 x 30 x 1,5 mm de espessura de parede;

LEITO: em chapa de aço carbono 1.020 estruturada, 2 mm de espessura, montado sobre quadro de longarinas de aço em "U" 75 mm x 35 mm x 2 mm de espessura de parede; apresenta protetor anti-impactos nas extremidades confeccionado em PVC flexível branco;

PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO: apresenta 04 pontos localizados nas extremidades do leito para posicionamento do suporte de soro;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura e leito) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;

CABECEIRA E PESEIRA confeccionadas em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, as quais são duráveis não mancham e não perdem a cor original, com tubo de encaixe ao quadro de longarinas confeccionado em aço inoxidável AISI 304, 1" x 1,2 mm de parede, as quais são facilmente removíveis e de fácil higienização;

RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal;

MOVIMENTOS: Fowler, semi-fowler, dorsal, joelhos: por sistema de 02 manivelas que apresentam rolamento de encosto, o que proporciona menor índice de esforço do operador; manivelas confeccionadas em aço inoxidável acopladas em liga de alumínio, acabamento polido;

Vascular: possibilita a elevação do apoio de pernas por sistema de cremalheiras para procedimentos vasculares.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS: Colchão hospitalar, travesseiro hospitalar e suporte de soro.

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x **Comprimento:** 1.600 mm x **Altura do piso ao leito:** 650 mm

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 760 mm x **Comprimento:** 1.740 mm

MODELO: BKDM 015 - MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA