



**RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.**  
**CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662**

Empresa do Grupo  [bkhospitalar.com.br](http://bkhospitalar.com.br)

## MESA DE REFEIÇÕES EM FIBERGLASS



**A MESA DE REFEIÇÕES EM FIBERGLASS MBKRE 005** é confeccionada em FIBERGLASS (tampo e carenagem da base); a mesa (tampo) de refeições é montada sobre haste em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido.

**A BASE** é confeccionada em aço tubular quadrado, com acabamento jateado, pintura eletrostática a pó e secagem em estufa a 180° e sobreposta por carenagem em fiberglass com acabamento em gel coat isofotático.

**MOVIMENTOS:** a Mesa de Refeições possibilita movimentação circular, com mecanismo de posicionamento de fácil elevação cujo fixador não danifica a haste.

**RODÍZIOS:** A base é dotada de rodízios giratórios com diâmetro de 02”.

**FIBERGLASS ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTÁLICO:** A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isofotático em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. E ainda, devido a sua matéria-prima e processo de fabricação, sua coloração não descasca e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores sem incorrer a inconvenientes como manchas e ressecamentos.

**ALTURA REGULÁVEL** 90 a 120 cm.

**DIMENSÕES (TAMPO):** L: 0,40 m x C: 0,80 m.

**MODELO: MBKRE 005 - MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO**