



RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662

Empresa do Grupo  bkhospitalar.com.br

MESA DE MAYO TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL



BANDEJA: montada sobre quadro aço inoxidável com haste em tubos 5/8" com 1,2 de espessura de parede, totalmente confeccionados em aço inoxidável AISI 304.

PROTETOR DA HASTE E BASE: são confeccionados em tubos de 1" com espessura de parede de 1,2 mm, totalmente confeccionados em aço inoxidável AISI 304.

ACABAMENTO: o conjunto recebe acabamento polido. Base dotada de 04 rodízios de 02".

ACIONADOR / FIXADOR DA HASTE: Altura regulável por meio de dispositivo com sistema que não danifica a haste.

DIMENSÕES DA BANDEJA: L: 0,35 m x C: 0,51 m.

MODELO: MBKMM 001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO



RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662

Empresa do Grupo  bkhospitalar.com.br

MESA DE MAYO - CONVENCIONAL - TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL



BANDEJA: montada sobre quadro aço inoxidável com haste em tubos 5/8" com 1,2 de espessura de parede, totalmente confeccionados em aço inoxidável AISI 304.

PROTETOR DA HASTE E BASE: são confeccionados em tubos de 1" com espessura de parede de 1,2 mm, totalmente confeccionados em aço inoxidável AISI 304.

ACABAMENTO: o conjunto recebe acabamento polido. Base dotada de 03 rodízios de 02".

ACIONADOR / FIXADOR DA HASTE: Altura regulável por meio de dispositivo com sistema que não danifica a haste.

DIMENSÕES DA BANDEJA: L: 0,35 m x C: 0,51 m.

MODELO: MBKMM 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO