



METALÚRGICA BK LTDA.

CNPJ: 08.895.483/0001-41

Inscrição Estadual: 90407679-13

Empresa do Grupo BK Hospitalar

**MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÕES ACOPLADA
TOTALMENTE EM FIBERGLASS**



A **MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÕES ACOPLADA MBKMC 007** possui gabinete totalmente confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, composto de um tampo superior, uma gaveta e um armário com porta, com puxadores em aço inoxidável;

MESA DE REFEIÇÕES ACOPLADA AO GABINETE: Possui mesa de refeições retrátil acoplada, confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, com movimentos de elevação e circulares, com suportes de elevação e posicionamentos confeccionados em aço inoxidável.

CONFEÇÃO EM FIBERGLASS: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. E ainda, devido a sua matéria-prima e processo de fabricação, sua coloração não descasca e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores sem incorrer a inconvenientes como manchas e ressecamentos.

DIMENSÕES DO GABINETE: C: 460 mm x P: 440 mm x A: 900 mm.

DIMENSÕES DA MESA DE REFEIÇÕES: Comprimento: 800 mm x L: 400 mm.

MODELO: MBKMC 007
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO



METALÚRGICA BK LTDA.

CNPJ: 08.895.483/0001-41

Inscrição Estadual: 90407679-13

Empresa do Grupo BK Hospitalar

MESA DE CABECEIRA EM FIBERGLASS - SEM MESA DE REFEIÇÕES



A **MESA DE CABECEIRA EM FIBERGLASS MBKMC 008** possui gabinete totalmente confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, composto de um tampo superior, uma gaveta e um armário com porta, com puxadores em aço inoxidável.

CONFEÇÃO EM FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTÁLICO:

A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. E ainda, devido a sua matéria-prima e processo de fabricação, sua coloração não descasca e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores sem incorrer a inconvenientes como manchas e ressecamentos.

DIMENSÕES: C: 510 mm x P: 470 mm x A: 800 mm.

MODELO: MBKMC 008
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO