



## CARRO PARA BANHO NEONATAL ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BANHEIRA EM FIBERGLASS



**DESCRIÇÃO:** Os **CARROS PARA BANHO MBKTR 044** foram idealizados para utilização em banho pediátrico e recém nato. Apresentam estrutura e prateleiras em aço inoxidável, banheira e suporte para utensílios com alça integrada em fiberglass.

**BANHEIRA OVAL:** removível, dotada de dreno para escoamento de líquidos, confeccionada em fiberglass, com acabamento em gel coat isoftálico, de alta resistência e durabilidade, com superfícies totalmente lisas, tanto internamente, quanto externamente. É dotado de Suporte para Utensílios com alça para transporte integrada, confeccionado em fiberglass.



**ESTRUTURA E PRATELEIRAS:** totalmente confeccionadas em aço inoxidável AISI 304. Tubos 7/8" com espessura de parede 1,2 mm e prateleiras com espessura 1,2 mm.

**RODÍZIOS:** rodízios de 03" giratórios duplo rodado, com sistema de freios em diagonal.

**FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTÁLICO:** A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro) e processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores. Logotipos e inscrições sobre setores e materiais a serem transportados, podem ser inseridos sem custo adicional.

**DIMENSÕES DA CUBA OVAL:** Comprimento Útil: 60 cm x Largura Útil: 40 cm x Altura: 20 cm - 17 cm

**MODELO: MBKTR 044**  
**MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
**REGISTRO ANVISA: ISENTO**